


Product model 8100A

product structure

1. massage head
 2. indirect vibration working mode indicator
 3. heating working indicator
 4. vibratory working mode indicator
 5. switch on
 6. USB charging cable
 7. USB charging port
- Please use 5v/1A adapter to recharge



Product introduction

1. Thermal beauty eye and instrument with constant temperature 42degree and high-frequency vibration principle to introduced the skin care products, nutrition into the skin bottom layer,play an efficient absorption role, so as to achieve eye,lip,facial beauty effect.
- 2.Small appearance, easy to carry,US Bcharging,safe and environmentally friendly
- 3.Product massage head use special big head design which can fie every angle of skin,with high frequency vibration,constant temperature 42c, indirect vibration,high-frequency vibration+constant temperature and indirect vibration+constant temperature all five mode can be used for lip lines, eye dark circles.

Eye care+lip care:



- 1.apply eye skin care products(such as eye cream,eye mask,etc) evenly around the eyes
- 2.apply lip care products(such as lipstick,eye serum,etc)evenly to the lips.
- 3.long press the key for 3 seconds, the VIBR indicator light turns on blue light vibration mode to start,then short press on the key once,the functional conversion indicator lights up to blue,HOT constant temperature mode start,then short press the key once,VIBR indicator light blue indirect vibration mode start,again short press on the key one time function conversion VIBRA+HOT indicator light bright blue light,high frequency vibration+constant temperature mode start:then short press the key once function conversion VBR+HOT indicator light blue ,indirect vibration mode+constant heat mode start.
- 4.after choose the mode,massage head from the eyes to the temple gently point and press to promote absorption
- 5.the product stops automatically after 5 minutes in each mode
- 6.the nursing mode can also be changed according to individual needs.

NOTE ITEMS

- 1.before using the product, please read the instructions carefully and keep them for future reference
- 2.the product is charged with USB cable, it takes 1 hour to charge when the battery in low.
- 3.when charging, the 3 lights turn blue and flash in sequence.When full ,3 indicator lights turn blue, no longer flashing.
- 4.If you feel uncomfortable during using.Or you skin appears abnormal, please stop using the well and consult your doctor immediately. Products without water function, do not place in water.
- 5.please put the product in a dry and ventilated place
- 6.avoid direct sunlight no corrosive chemicals around.
- 7.when using,please take proper amount of skin care products,the skin can not absorb all leading to waste at the same time.There is the possibility of residual infiltrating into the product, damage the product life.Please clean it immediately after use wipe the cloth clean.
- 8.do not let children touch the product in order to avoid danger
- 9.the surface of the appliance is hot, and people who are not sensitive to heat must pay attention to it when using it.
- 10.before discarding the appliance , the battery must be removed from the appliance: the appliance must be powered off when the battery is removed .batteries should be disposed of safely.

- 1.Press 3 seconds to turn on(Note:need to unplug the power cord)
- 2.the machine about 5 minutes chip will automatically shutdown, need to continue to use can restart
- 3.charge time for about 2 hours,indicator lights three long do not flash indicating full

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de




Produktmodell 8100A

Produktstruktur

1. Massagekopf
2. Anzeige des Arbeitsmodus indirekter Vibrationen
3. Betriebsanzeige Heizung
4. vibratory working mode indicator
5. einschalten
6. USB Ladekabel
7. USB Ladeanschluss

Bitte verwenden Sie 5v/1A Adapter zum Aufladen



Produkteinführung

1. Thermisches Schönheitsauge und -instrument mit konstanter Temperatur 42degree und Hochfrequenzschwingsprinzip, um das Hautpflegeprodukt einzuführen cts, Ernährung in die Hautunterschicht, spielen eine effiziente Absorptionsrolle, um Auge, Lippe, Gesichtsschönheitseffekt zu erzielen.
2. Kleines Aussehen, einfach zu tragen, USBcharging, sicher und umweltfreundlich freundlich
3. Produkt-Massagekopf verwenden spezielles großes Kopfdesign, das jeden fie Winkel der Haut, mit Hochfrequenzschwingung, konstante Temperatur 42c, indirekte Vibration, hochfrequente Vibration+konstante Temperatur und indirekte Vibration+konstante Temperatur alle fünf Modus können für Lippe verwendet werden
Linien, Augenringe.

Augenpflege+Lippenpflege:



- 1.apply Augenhautpflegeprodukte (wie Augencreme, Augenmaske, etc.) gleichmäßig um die Augen
- 2.apply Lippenpflegeprodukte (wie Lippenstift, Augenserum, etc.) gleichmäßig auf die Lippen.
- 3.Drücken Sie die Taste drei Sekunden lang, die VIBR-Kontrollleuchte leuchtet blau auf Licht Vibrationsmodus zu starten, dann kurz drücken Sie die Taste einmal, die Funktion-Onale Umwandlungsanzeige leuchtet auf blau, HOT konstante Temperatur Modus Start, dann kurz drücken Sie die Taste einmal, VIBR-Anzeige hellblau indirect Vibrationsmodus starten, wieder kurz drücken auf die Taste eine Zeitfunktion Umwandlung VIBRA+HOT Anzeigeleuchte helles blaues Licht, hohe Frequenz Vibration+Konstante Temperatur Modus Start: dann kurz drücken Sie die Taste Einmal Funktionsumrechnung VBR+HOT Anzeigeleuchte blau, indirekte Vibration Modus+konstanter Wärmebetrieb starten.
- 4.after wählen Sie den Modus, massieren Sie den Kopf von den Augen zum Tempel sanft Punkt und Druck zur Förderung der Absorption
- 5.das Produkt stoppt automatisch nach 5 Minuten in jedem Modus
- 6.der Pflegemodus kann entsprechend den individuellen Bedürfnissen auch geändert werden.

HINWEISE

- 1.Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig und halten Sie sie für zukünftige Referenzen
- 2.das Produkt wird mit USB-Kabel aufgeladen, dauert es eine Stunde, um aufzuladen, wenn die Batterie schwach.
- 3.Beim Aufladen werden die 3-Leuchten blau und blinken nacheinander. Wenn voll ,3 Die Kontrollleuchten leuchten blau und blinken nicht mehr.
- 4.Wenn Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen. Oder Ihre Haut erscheint abnormal, Bitte beenden Sie die Verwendung des Brunnens und konsultieren Sie umgehend Ihren Arzt. Produkte Ohne Wasserfunktion nicht in Wasser stellen.
- 5.please setzen Sie das Produkt an einen trockenen und belüfteten Ort
- 6.avoid direktes Sonnenlicht keine korrosiven Chemikalien herum.
- 7.when verwenden, nehmen Sie bitte die richtige Menge an Hautpflegeprodukten, die Haut kann nicht alle Abfälle gleichzeitig aufnehmen. Es besteht die Möglichkeit Durch das Eindringen von Resten in das Produkt kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt werden. Bitte Reinigen Sie es sofort nach Gebrauch wischen Sie das Tuch sauber.
- 8.Lassen Sie Kinder das Produkt nicht berühren, um Gefahr zu vermeiden
- 9.die Oberfläche des Geräts ist heiß, und Menschen, die nicht empfindlich auf Hitze muss darauf achten, wenn es verwendet wird.
- 10.Bevor Sie das Gerät entsorgen, müssen Sie die Batterie aus dem Gerät: Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn die Batterie wieder entfernt wird. Die Batterien sollten sicher entsorgt werden.
- 1.Drücken Sie 3 Sekunden zum Einschalten (Hinweis: müssen Sie das Netzkabel trennen)
- 2.die Maschine über 5-Minuten-Chip schaltet sich automatisch ab, muss weiter verwenden kann neu starten
- 3.charge Zeit für etwa 2 Stunden, Kontrollleuchten drei lang blinken nicht Anzeige voll

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de




Modèle de produit 8100a

Structure du produit

1. Tête de massage
2. Indicateur de mode de fonctionnement de vibration indirecte
3. Indicateur de travail de chauffage
4. Indicateur de mode de fonctionnement vibrant
5. Démarrez
6. Câble de charge USB
7. Port de charge USB

Veuillez charger avec l'adaptateur 5V / 1a



Présentation du produit

1. Yeux et instruments cosmétiques chauds avec une température constante de 42 degrés
Introduction à l'application du principe de vibration à haute fréquence dans les produits de soins de la peau -
CTS, la nutrition pénètre dans la couche inférieure de la peau, joue un rôle d'absorption efficace, Ainsi, l'effet cosmétique des yeux, des lèvres, du visage est atteint.
2. Apparence compacte, facile à transporter, chargement USB, sûr et respectueux de l'environnement
Amical
3. La tête de massage de produit adopte la conception spéciale de grande tête, peut répondre à toutes sortes de besoins
Angle de peau, vibration à haute fréquence, température constante 42C,
Vibrations indirectes, vibrations à haute fréquence + température constante et
Vibration indirecte + thermostatique cinq modes disponibles pour les lèvres
Rides, cernes.

Soin des yeux + soin des lèvres:



3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

1. Appliquer uniformément les produits de soins de la peau pour les yeux (par exemple, crème pour les yeux, masque pour les yeux, etc.)
Autour des yeux
2. Appliquez uniformément les produits de soin des lèvres tels que le rouge à lèvres, le sérum pour les yeux, etc. sur les lèvres.
3. Appuyez longuement sur cette touche pendant 3 secondes, le voyant vibr s'allume en bleu
Le mode de vibration léger démarre, puis appuyez brièvement sur la touche une fois, la fonction est normale -
Indicateur de conversion neutre s'allume en bleu, hot constant
Le mode démarre, puis appuyez brièvement une fois sur la touche, le voyant vibr allume le voyant bleu -
Le mode de vibration ect démarre, appuyez à nouveau brièvement sur la touche une fois fonction
Convertir vibra + Hot indicateur lumineux bleu, haute fréquence
Vibration + mode thermostatique pour démarrer: puis appuyez brièvement sur la touche
Changement de fonction une fois VBR + Hot indicateur bleu, Vibration indirecte Mode + démarrage du mode thermostatique.
4. Après avoir sélectionné le mode, massez doucement la tête des yeux aux temps
Cliquez pour faciliter l'absorption
5. Le produit s'arrête automatiquement après 5 minutes dans chaque mode
6. Le modèle de soins peut également être adapté aux besoins individuels.

Projets annotés


1. Veuillez lire attentivement les instructions et prendre soin de ce produit avant de l'utiliser
Pour référence ultérieure
2. Le produit est chargé à l'aide du câble USB, il prend 1 heure pendant la charge Batterie faible.
3. Pendant la charge, 3 lumières clignotent en bleu à leur tour. À pleine capacité, 3 Le voyant devient bleu et ne clignote plus.
4. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pendant l'utilisation. Ou votre peau apparaît anormale,
Veuillez cesser d'utiliser ce puits et consulter immédiatement un médecin. Produits Pas de fonction d'eau, ne pas mettre dans l'eau.
5. Veuillez placer le produit dans un endroit sec et ventilé
6. Évitez la lumière directe du soleil et aucun produit chimique corrosif autour.
7. Lors de l'utilisation, veuillez prendre la bonne quantité de produits de soins de la peau, la peau peut
Ne peut pas absorber toutes les substances en même temps, ce qui entraîne des déchets. Sans doute.
Les résidus s'infiltreront dans le produit, endommageant sa durée de vie. S'il vous plaît Nettoyer immédiatement après utilisation et essuyer avec un chiffon.
8. Pour éviter le danger, ne laissez pas les enfants entrer en contact avec le produit
9. La surface de l'appareil est chaude, personne insensible
Il faut faire attention à sa chaleur lors de son utilisation.
10. Avant de jeter l'appareil, vous devez
Électroménager: l'appareil doit être éteint lorsque la batterie est épuisée -
Les batteries doivent être éliminées en toute sécurité.
1. Appuyez sur 3 secondes pour allumer (Remarque: le cordon d'alimentation doit être débranché)
2. La machine environ 5 minutes puce s'éteindra automatiquement, besoin Continuer à utiliser peut redémarrer
3. Temps de charge environ 2 heures, indicateur trois long ne clignote pas Indique qu'il est plein



Model výrobku 8100A

struktura výrobku

1. masážní hlava
 2. indikátor pracovního režimu nepřímých vibrací
 3. ukazatel práce ohřevu
 - 4.indikátor vibračního pracovního režimu
 - 5.Zapnout
 - 6.USB nabíjecí kabel
 - 7.USB nabíjecí port
- Pro dobíjení použijte 5v/1A adaptér



Úvod produktu

- 1.Thermal oko krásy a nástroj s konstantní teplotou 42degree a princip vysokofrekvenčních vibrací pro zavedení produktu péče o pleť
cts, výživa do spodní vrstvy kůže, hrají účinnou absorpční roli, tak, aby bylo dosaženo očí, rtů, efektu krásy obličeje.
- 2.Malý vzhled, snadno se přenáší, USBcharging, bezpečný a životní prostředí přátelský
- 3.Product masážní hlava používá speciální velký design hlavy, který může fie každý úhel kůže, s vysokofrekvenčními vibracemi, konstantní teplota 42c, nepřímé vibrace, vysokofrekvenční vibrace+konstantní teplota a nepřímé vibrace+konstantní teplota všech pět režimů lze použít pro rty Čáry, tmavé kruhy očí.

Oční péče+péče o rty:



3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

- 1.aplikujte oční produkty péče o pleť (jako oční krém, oční maska atd.) rovnoměrně kolem očí
- 2.aplikujte produkty péče o rty (jako rtěnka, oční sérum atd.) rovnoměrně na rty.
- 3.dlouhým stisknutím klávesy po dobu tří sekund se kontrolka VIBR rozsvítí modrá Světlý vibrační režim pro spuštění, pak krátkým stisknutím klávesy jednou, funkci-Konečná konverzní indikátor svítí na modrou, HOT konstantní teplota spuštění režimu, pak krátkým stisknutím klávesy jednou, indikátor VIBR světlo modrý indir-
Spuštění vibračního režimu, opět krátké stisknutí klávesy jednorázová funkce konverze VIBRA+HOT indikátorové světlo jasně modré světlo, vysoká frekvence vibrace+konstantní teplota spuštění režimu: pak krátce stiskněte klávesu jednou převod funkce VBR+HOT indikátor světlo modrá, nepřímé vibrace režim+režim konstantní teplo start.
- 4.after zvolte režim, masírujte hlavu z očí do spánku jemně bod a tlačítko pro podporu vstřebávání
- 5.produkt se automaticky zastaví po pěti minutách v každém režimu
- 6.ošetřovatelský režim lze také změnit podle individuálních potřeb.

POZNÁMKA

- 1.před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod a uchovávejte pro budoucí referenci
 - 2.produkt je nabíjen USB kabelem, trvá jednu hodinu nabíjení, když Baterie vybitá.
 - 3.při nabíjení se tři světla zmodří a blikají v pořadí. Při plném , 3 indikátory se zmodří a již neblíkají.
 - 4.Pokud se během používání cítíte nepříjemně. Nebo vaše kůže vypadá abnormálně, přestaňte používat studnu a okamžitě se poraďte se svým lékařem. Produkty bez funkce vody, neukládejte do vody.
 - 5.prosím dejte produkt na suché a větrané místo
 - 6.avoid přímé sluneční světlo žádná korozivní chemikálie kolem.
 - 7.při používání, vezměte prosím správné množství produktů pro péči o pleť, kůže může nesmí absorbovat vše vedoucí k odpadu současně. Je tu možnost zbytkové infiltrace do výrobku, poškození životnosti výrobku. Prosím Vyčistěte ji ihned po použití a utřete hadřík čistě.
 - 8.Nedovolte dětem dotknout se výrobku, aby se zabránilo nebezpečí
 - 9.povrch spotřebiče je horký a lidé, kteří nejsou citliví na teplo mu musí věnovat pozornost při jeho používání.
 - 10.před vyhozením spotřebiče musí být baterie vyjmuta z spotřebič: spotřebič musí být vypnut, když je baterie
Baterie by měly být bezpečně likvidovány.
- 1.Stiskněte tři sekundy pro zapnutí (Poznámka: je třeba odpojit napájecí kabel)
2.stroj asi 5minutový čas se automaticky vypne, je třeba pokračovat v používání lze restartovat
3.doba nabíjení asi dvě hodiny, kontroly tři dlouhé neblíkají ukazující plný




Vzor výrobku 8100A

štruktúra výrobku

1. masážna hlava
2. indikátor nepriameho pracovného režimu vibrácie
3. ukazovateľ vykurovania
4. Indikátor vibračného pracovného režimu
5. zapnite
6. USB nabíjací kábel
7. USB nabíjací prístav

Na opätovné nabíjanie použite adaptér 5v/1A.



Zavedenie výrobku

1. Teplotná kráska očí a nástrojov s konštantnou teplotou 42 stupňov a zásada vysokofrekvenčných vibrácií, aby sa zaviedol produkt kožnej starostlivosti, akty, výživa do podnej vrstvy kože, zohrávajú účinnú absorpčnú úlohu, aby sa dosiahol účinok očí, pery, krásy tváre.
2. Malý vzhľad, ľahký prenos, USB charging, bezpečný a environmentálne priateľský
3. Masážna hlava výrobku používa špeciálny dizajn veľkej hlavy, ktorý môže uhol kože s vysokofrekvenčnými vibráciami, konštantná teplota 42c, nepriame vibrácie, vysokofrekvenčné vibrácie+konštantná teplota a nepriame vibrácie+konštantná teplota všetky päť režimov možno použiť pre pery línie, tmavé okruhy očí.

Starostlivosť o oči+starostlivosť o pery:



3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

1. rovnomerne aplikovať lieky na starostlivosť o kožu očí (napríklad očnú smotanu, očnú masku atď.) okolo očí
2. aplikovať lieky na starostlivosť o pery (napríklad pery, sérum oka atď.) rovnomerne na pery.
3. dlhý tlač kľúča na 3 sekundy, svetlo VIBR ukazovateľa zapína modré svetelný vibračný režim na začiatok, potom krátky tlač na kľúč raz, funkcia- Onálne svetlá ukazovateľa konverzie do modrej, konštantnej teploty HOT režim spustenie, potom krátky stlač kľúč raz, VIBR indikátor svetlo modré indikátor-ect vibračný režim začína, znova krátky tlač na kľúč jednorazová funkcia konverzný indikátor VIBRA+HOT svetlo svetlo modré svetlo, vysoká frekvencia vibrácia+konštantný teplotný režim začiatku: potom krátky stlač kľúč po prevode funkcie indikátor VBR+HOT svetlo modrá, nepriama vibrácia režim+konštantný začiatok tepelného režimu.
4. po zvolení režimu, mierne masáž hlavy z očí do chrámu ukazuje a tlačí na podporu absorpcie
5. výrobok sa automaticky zastaví po 5 minútach v každom režime
6. Podľa jednotlivých potrieb je možné zmeniť aj spôsob ošetrovania.

PODMIENKY

1. pred použitím lieku si prosím pozorne prečítajte pokyny a uchovávajte na budúce odkazy
 2. výrobok je nabitý USB káblom, trvá 1 hodina nabitia, keď batéria nízka.
 3. pri nabíjaní sa tri svetlá obrátia na modré svetlá a žiaria po sebe. Keď je plný, 3 ukazovateľské svetlá sa zmenia modré, už nie žiariace.
 4. Ak sa počas používania cítite nepríjemne. Alebo sa pokožka zdá abnormálna, prestaňte používať studňu a okamžite sa poraďte so svojím lekárom. Výrobky bez funkcie vody sa neukladajú do vody.
 5. Prosím umiestnite výrobok na suché a ventilované miesto
 6. vyhnúť sa priamym slnečným svetlom žiadnym koróznym chemickým látkam okolo.
 7. pri používaní, prosím, užite vhodné množstvo kožných liekov, koža môže nie absorbujú všetko, čo vedie k odpadom súčasne. Existuje možnosť reziduálnych infiltrácií do výrobku poškodzujú životnosť výrobku. Prosím. ihneď po použití vyčistite tkaninu.
 8. nechajte deti dotknúť sa lieku, aby sa zabránilo nebezpečenstvu
 9. povrch zariadenia je horúci a ľudia, ktorí nie sú citliví na teplo musí pri jeho používaní venovať pozornosť.
 10. pred odhadzovaním zariadenia sa batéria musí odstrániť z prístroja: prístroj musí byť vypnutý, keď je batéria remob- batérie sa musia bezpečne zlikvidovať.
1. Tlačte 3 sekundy na zapnutie (Poznámka: potreba vypnutia elektrického kábla)
2. stroj asi 5 minút čip automaticky vypne, musí pokračovať v používaní môže znovu začať
3. čas nabíjania približne 2 hodiny, ukazovateľské svetlá tri dlhé nezblížia úplné označenie

