

Instruction Manual

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:





⚠ DANGER

- Do not sit on pad.
- Do not use while sleeping.
- Never position pad underneath the body.
- Do not fold pad.
- Avoid sharp folds that may damage the product.



⚠ DANGER

Hot Surfaces.

DANGER: to reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions.

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. NEVER LEAVE THIS APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
4. DO NOT USE ON AN INFANT.
5. DO NOT USE ON AN ANIMAL.
6. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.
7. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON A PERSON WITH DIABETES.
8. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
9. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
10. DO NOT USE IN AN OXYGEN ENRICHED ENVIRONMENT.
11. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
12. DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD-AVOID SHARP FOLDS.
13. POSITION PAD ON TOP OF, AND NOT UNDERNEATH, THE BODY. HEAT LEVEL MAY INCREASE WHEN HEAT IS TRAPPED.
14. NEVER USE PAD WITH LINIMENTS, OINTMENTS OR SALVES, ESPECIALLY THOSE CONTAINING HEAT-PRODUCING INGREDIENTS, AS SKIN BURNS COULD RESULT.
15. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
16. NEVER UNPLUG PAD FROM ELECTRICAL OUTLET WITH A WET HAND.
17. IF USING AN EXTENSION CORD WITH THIS PAD, THE MARKED ELECTRICAL RATING OF THE CORD SET/EXTENSION CORD SHOULD BE AS GREAT AS ELECTRICAL RATING OF THE PAD (SEE ELECTRICAL SPECIFICATIONS SECTION). USE THIS PAD ONLY ON A 120 VOLT AC ELECTRICAL OUTLET. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
18. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
19. CAREFULLY EXAMINE THE INNER VINYL PAD BEFORE EACH USE. DISCARD THE PRODUCT IF THE INNER VINYL PAD SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.
20. DO NOT BEND OR PINCH THE CORD AND DO NOT USE THIS PAD IF IT HAS A DAMAGED POWER CORD OR PLUG, IF IT MALFUNCTIONS, HAS BEEN DROPPEN, OR IS DAMAGED. THIS PAD HAS NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF FOR ANY REASON THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR SERVICE INFORMATION.
21. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY.

22. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING,TIGHT WARAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
23. THIS PRODUCT IS INTENDED SOLELY FOR NON-COMMERCIAL,NON-INDUSTRIAL,PERSONAL USE. DO NOT USE THIS PRODUCT OUTDOORS OR FOR ANY OTHER PURPOSE.

The Safety Plug

This heating pad has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature.

This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug doesnot fit fully into the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

Care and Maintenance

1. Disconnect the power cord from the electrical outlet.

2. Make sure the Pad Connector is disconnected from the Control Connector by pressing the tabs on the sides of the Control Connector while pulling the connectors apart.

3. Hand wash the Pad using a mild detergent, cool water.

4. Line dry or lay the Pad flat to dry. Do not tumble dry.

5. Make sure the product is completely dry before the next use.

6. To store the product, loosely roll the Heating Pad toward the Storage Straps, loop the Straps over the rolled ends, and then store it in a cool, dry, dark location after each use. Avoid sharply folding the Heating Pad.

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage	Amperage
AC220-240V	50Hz	70W	0.7A

Frequently Asked Questions

When should a heating pad be used?

Whenever a hot form of temporary relief is desired for personal comfort.

What temperature does this product reach?

Maximum temperature does not exceed the Underwriters Laboratories temperature limit of 176 °F (80°C) when set to "Hi". Temperature varies by heat setting;you may need to use a lower heat setting depending on the specific application and your personal preference.

How much time does it take to warm up to each temperature selection?

Temperature Selection	Indicator	Heat Up Elapsed Time
Low	1	6 min
Medium	2	8 min
High	3	10 min

DISPOSAL

- 3PAGEN uses reusable or recycled packaging wherever possible.

- Please dispose of all packaging, paper and cardboard in accordance with the recycling regulations of your local authority.

- At the end of the product's life, please enquire about disposal at an authorised household waste recycling centre in your municipality.

Safety instructions:

- Read the instructions for use and all safety instructions carefully before using the product.

- Use the product only for its intended purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.

- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.

- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.

- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.

- Keep the product in a safe place to avoid accidents.

Bedienungsanleitung

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses oder eines anderen Elektrogeräts immer diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:



ACHTUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen und Bränden zu verringern, muss dieses Produkt gemäß den folgenden Anweisungen verwendet werden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
2. NICHT IM SCHLAF VERWENDEN.
3. LASSEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS UNBEAUFICHTIGT, INSBESONDERE WENN KINDER ANWESEND SIND.
4. NICHT BEI SÄUGLINGEN ANWENDEN.
5. NICHT BEI TIEREN ANWENDEN.
6. DIESE EINLAGE DARF NICHT AN ODER VON EINER INVALIDEN, SCHLAFENDEN ODER BEWUSSTLOSEN PERSON ODER EINER PERSON MIT SCHLECHTER DURCHBLUTUNG VERWENDET WERDEN, ES SEI DENN, SIE WIRD SORGFÄLTIG BETREUT.
7. DIESES PAD DARF NICHT BEI PERSONEN MIT DIABETES VERWENDET WERDEN.
8. NICHT AUF STELLEN MIT UNEMPFINDLICHER HAUT ANWENDEN.
9. VERBRENNUNGEN KÖNNEN UNABHÄNGIG VON DER STEUERUNGSEINSTELLUNG AUFTRETEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIE HAUT UNTER DEM PAD HÄUFIG.
10. NICHT IN EINER MIT SAUERSTOFF ANGEREICHERTEN UMGEBUNG VERWENDEN.
11. VERWENDEN SIE KEINE STIFTE ODER ANDERE METALLISCHE MITTEL, UM DIESES PAD ZU BEFESTIGEN.
12. SETZEN SIE SICH NICHT AUF DAS PAD UND QUETSCHEN SIE ES NICHT - VERMEIDEN SIE SCHARFE FALTEN.
13. POSITIONIEREN SIE DAS POLSTER AUF UND NICHT UNTER DEM KÖRPER. DER WÄRMEPEGEL KANN ANSTEIGEN, WENN WÄRME EINGESCHLOSSEN WIRD.
14. VERWENDEN SIE DAS PAD NIEMALS MIT EINREIBEMITTELN, SALBEN ODER SALBEN, INSBESONDERE SOLCHEN, DIE WÄRMEERZUGENDE INHALTSSTOFFE ENTHALTEN, DA ES ZU HAUTVERBRENNUNGEN KOMMEN KANN.
15. ZIEHEN SIE DIESES PAD NIEMALS AM NETZKABEL.
16. ZIEHEN SIE DAS PAD NIEMALS MIT NASSER HAND AUS DER STECKDOSE.
17. WENN SIE EIN VERLÄNGERUNGSKABEL MIT DIESEM PAD VERWENDEN, SOLLTE DIE ANGEGEBENE ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG DES KABELSATZES/VERLÄNGERUNGSKABELS GENAU SO GROSS SEIN WIE DIE ELEKTRISCHE NENNLEISTUNG DES PADS (SIEHE ABSCHNITT "ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN"). VERWENDEN SIE DIESES PAD NUR AN EINER 120-VOLT-WECHSELSTROMSTECKDOSE. ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, WENN SIE NICHT VERWENDET WERDEN.
18. VERWENDEN SIE DAS KABEL NICHT ALS GRIFF.
19. UNTERSUCHEN SIE DAS INNERE VINYL PAD VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG. ENTSGEN SIE DAS PRODUKT, WENN DIE INNERE VINYLUNTERLAGE ANZEICHEN EINER VERSCHLECHTERUNG AUFWEIST.
20. BIEGEN ODER KLEMMEN SIE DAS KABEL NICHT EIN UND VERWENDEN SIE DIESES PAD NICHT, WENN DAS NETZKABEL ODER DER STECKER BESCHÄDIGT IST, WENN ES NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, FALLEN GELASSEN WURDE ODER BESCHÄDIGT IST. DIESES PAD HAT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WENN DIESES PAD AUS IRGEND EINEM GRUND NICHT ZUFRIEDENSTELLEND FUNKTIONIERT, FINDEN SIE SERVICEINFORMATIONEN IN DER GARANTIE.
21. MANIPULIEREN SIE DIESES PAD IN KEINER WEISE.
22. SCHLINGEN SIE DAS KABEL BEI DER LAGERUNG LOCKER, FESTES WARAPPEN KANN DAS KABEL UND DIE INNENTEILE BESCHÄDIGEN.
23. DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN NICHTKOMMERZIELLEN, NICHT INDUSTRIELLEN, PERSÖNLICHEN GEBRAUCH BESTIMMT. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT IM FREIEN ODER FÜR ANDERE ZWECKE.

Das ist ein sicherheitsbolzen

Der heizpolster hat als sicherheit einen ausschnitt (ein stück ist breiter als das andere).

Dass der stecker nur in form einer zutiefst polarisierenden steckdose eingefügt werden kann. Wenn nicht vollständig in den stecker eingefügt werden kann, wird der stecker in eine andere richtung geschoben.

Wenn sie noch nicht eignet, wenden sie sich an einen qualifizierten elektriker.

VERSUCHE NICHT, DIESE SICHERHEITSFUNKTION ZU UNTERGRABEN.

Pflege und Wartung

1.Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

2.Stellen Sie sicher, dass der Pad-Anschluss vom Steueranschluss getrennt ist, indem Sie die Laschen an den Seiten des Steueranschlusses drücken, während Sie die Anschlüsse auseinanderziehen.

3.Waschen Sie das Pad von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und kaltem Wasser.

4.Trocknen Sie das Pad auf der Leine oder legen Sie es zum Trocknen flach hin. Nicht im Trockner trocknen.

5.Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocken ist.

6.Um das Produkt aufzubewahren, rollen Sie das Heizkissen locker in Richtung der Aufbewahrungsgurte, schlingen Sie die Gurte über die gerollten Enden und lagern Sie es nach jedem Gebrauch an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort. Vermeiden Sie es, das Heizkissen scharf zu falten.

Elektrische Spezifikationen

Spannung	Frequenz	Wattleistung	Stromstärke
Wechselstrom220-240V	50 Hz	70W	0,7 A

Häufig gestellte Fragen

Wann sollte ein Heizkissen verwendet werden?

Immer dann, wenn eine heiße Form der vorübergehenden Linderung für den persönlichen Komfort gewünscht wird.

Welche Temperatur erreicht dieses Produkt?

Die maximale Temperatur überschreitet nicht die Temperaturgrenze der Underwriters Laboratories von 176 °F (80 °C), wenn sie auf "Hi" eingestellt ist. Die Temperatur variiert je nach Heizstufe; Je nach Anwendung und persönlicher Vorliebe müssen Sie möglicherweise eine niedrigere Heizstufe verwenden.

Wie lange dauert es, sich auf jede Temperatúrauswahl vorzubereiten?

Temperatur-Auswahl	Indikator	Aufheizen Verstrichene Zeit
Niedrig	1	6 Minuten
Mittel	2	8 Minuten
Hoch	3	ca. 10 Minuten

DISPOSAL

-3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwendbare oder recycelte Verpackungen.

-Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartonagen gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde Vorschriften.

-Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte nach der Entsorgung bei einem autorisierten Hausmüll-Recyclingzentrum Ihrer Gemeinde.

Sicherheitshinweise:

-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

-Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.

-Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

-Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

-Achten Sie auf alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung.

-Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.

Manuel d'instruction

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique ou de tout autre, suivez toujours ces précautions de sécurité de base :



- Ne pas s'asseoir sur le coussin
- Ne pas utiliser pendant le sommeil
- Ne jamais positionner le coussin sous le corps
- Ne pas plier le coussin
- Évitez les plis aigus qui pourraient endommager le produit



DANGER : pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
3. NE JAMAIS LAISSER CET APPAREIL SANS SURVEILLANCE, EN PARTICULIER SI DES ENFANTS SONT PRÉSENTS.
4. NE PAS UTILISER SUR UN NOURRISSON.
5. NE PAS UTILISER SUR UN ANIMAL.
6. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UNE PERSONNE INVALIDANTE, ENDORMIE OU INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AVEC UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE À MOINS D'ÊTRE ATTENTIVEMENT SURVEILLÉE.
7. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR UNE PERSONNE DIABÉTIQUE.
8. NE PAS UTILISER SUR DES ZONES DE PEAU INSENSIBLES.
9. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR QUEL QUE SOIT LE RÉGLAGE DE CONTRÔLE, VÉRIFIEZ FRÉQUEMMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
10. NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT ENRICHÉ EN OXYGÈNE.
11. NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES OU D'AUTRES MOYENS MÉTALLIQUES POUR FIXER CE COUSSIN EN PLACE.
12. NE PAS S'ASSEOIR SUR OU ÉCRASER LE COUSSIN - ÉVITEZ LES PLS AIGUS.
13. POSITIONNEZ LE COUSSIN SUR LE DESSUS ET NON EN DESSOUS DU CORPS. LE NIVEAU DE CHALEUR PEUT AUGMENTER LORSQUE LA CHALEUR EST PIÉGÉE.
14. NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN AVEC DES LINIMENTS, POMMADES OU BAUMES, EN PARTICULIER CEUX CONTENANT DES INGRÉDIENTS PRODUISANT DE LA CHALEUR, CAR DES BRÛLURES DE LA PEAU POURRAIENT EN RÉSULTER.
15. NE JAMAIS TIRER CE COUSSIN PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.
16. NE JAMAIS DÉBRANCHER LE COUSSIN DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVEC UNE MAIN MOUILLÉE.
17. SI VOUS UTILISEZ UNE RALLONGE AVEC CE COUSSIN, LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE INDICUÉE DU CORDON/RALLONGE DOIT ÊTRE AUSSI GRANDE QUE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE DU COUSSIN (VOIR LA SECTION SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES). UTILISEZ CE COUSSIN UNIQUEMENT SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE 120 VOLTS AC. DÉBRANCHEZ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
18. NE PAS UTILISER LE CORDON COMME POIGNÉE.
19. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT LE COUSSIN EN VINYLE INTÉRIEUR AVANT CHAQUE UTILISATION. JETEZ LE PRODUIT SI LE COUSSIN EN VINYLE INTÉRIEUR MONTRÉ DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION.
20. NE PAS PLIER OU PINCER LE CORDON ET NE PAS UTILISER CE COUSSIN SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE EST ENDOMMAGÉ, S'IL DYSFONCTIONNE, A ÉTÉ LAISSÉ TOMBER OU EST ENDOMMAGÉ. CE COUSSIN N'A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. SI POUR UNE RAISON QUELCONQUE CE COUSSIN NE FONCTIONNE PAS SATISFAISAN-TEMENT, CONSULTEZ LA GARANTIE POUR LES INFORMATIONS DE SERVICE.
21. NE PAS TAMPONNER CE COUSSIN DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.
22. ENROULEZ LE CORDON LÂCHEMENT LORS DU RANGEMENT, UN ENROULEMENT SERRÉ PEUT ENDOMMAGER LE CORDON ET LES PIÈCES INTERNES.
23. CE PRODUIT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE PERSONNEL NON COMMERCIAL, NON INDUSTRIEL. NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU À D'AUTRES FINS.

La fiche de sécurité

Ce coussin chauffant est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) en tant que mesure de sécurité.

Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la.

Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié.

NE TENTEZ PAS DE DÉJOUER CETTE MESURE DE SÉCURITÉ.

Entretien et Maintenance

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Assurez-vous que le connecteur du coussin est déconnecté du connecteur de commande en appuyant sur les onglets sur les côtés du connecteur de commande tout en tirant les connecteurs à part.
3. Lavez le coussin à la main avec un détergent doux et de l'eau froide.
4. Séchez à l'air libre ou posez le coussin à plat pour sécher. Ne pas sécher en machine.
5. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant la prochaine utilisation.
6. Pour ranger le produit, enroulez le coussin chauffant vers les sangles de rangement, bouclez les sangles sur les extrémités enroulées, puis rangez-le dans un endroit frais, sec et sombre après chaque utilisation. Évitez de plier brusquement le coussin chauffant.

Spécifications Électriques

Tension	Fréquence	Puissance	Intensité
AC220-240V	50Hz	70W	0.7A

Questions Fréquemment Posées

Quand faut-il utiliser un coussin chauffant ?

Chaque fois qu'une forme chaude de soulagement temporaire est souhaitée pour le confort personnel.

Quelle température ce produit atteint-il ?

La température maximale ne dépasse pas la limite de température des Underwriters Laboratories de 176 °F (80°C) lorsqu'il est réglé sur "Hi". La température varie selon le réglage de la chaleur; vous devrez peut-être utiliser un réglage de chaleur inférieur en fonction de l'application spécifique et de votre préférence personnelle.

Combien de temps faut-il pour chauffer à chaque sélection de température ?

Sélection de Température	Indicateur	Temps de Chauffe Écoulé
Bas	1	6 min
Moyen	2	8 min
Élevé	3	10 min

ÉLIMINATION

- 3PAGEN utilise des emballages réutilisables ou recyclés dans la mesure du possible.

- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.


- À la fin de la vie du produit, veuillez vous renseigner sur l'élimination dans un centre de recyclage des déchets ménagers autorisé dans votre municipalité.

Instructions de sécurité :

- Lisez attentivement les instructions d'utilisation et toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants : De nombreux produits ne conviennent pas aux enfants et doivent être tenus hors de leur portée.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure pouvant affecter la sécurité.
- Faites attention à tous les avertissements et étiquetages de sécurité sur le produit ou l'emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr pour éviter les accidents.

Návod k použití

Při používání tohoto nebo jiného elektrického spotřebiče vždy dodržujte tyto základní bezpečnostní opatření:



NEBEZPEČÍ: pro snížení rizika popálenin, úrazu elektrickým proudem a požáru musí být tento výrobek používán v souladu s následujícími pokyny.

1. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
2. NEPOUŽÍVEJTE PŘI SPÁNKU.
3. NIKDY NENECHÁVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ BEZ DOZORU, ZVLÁŠTĚ POKUD JSOU PŘÍTOMNY DĚTI.
4. NEPOUŽÍVEJTE NA KOJENCE.
5. NEPOUŽÍVEJTE NA ZVÍŘATA.
6. TATO PODLOŽKA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA NA NEBO OSOBOU INVALIDNÍ, SPÍCÍ NEBO V BEZVĚDOMÍ, NEBO OSOBOU S NEDOSTATEČNÝM KREVNÍM OBĚHEM, POKUD NENÍ PEČLIVĚ DOZOROVÁNA.
7. TATO PODLOŽKA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA NA OSOBU S DIABETEM.
8. NEPOUŽÍVEJTE NA OBLASTECH NECITLIVÉ KŮŽE.
9. POPÁLENINY MOHOU NASTAT BEZ OHLEDU NA NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ, ČASTO KONTROLUJTE KŮŽI POD PODLOŽKOU.
10. NEPOUŽÍVEJTE V PROSTŘEDÍ BOHACENÉM KYSLÍKEM.
11. NEPOUŽÍVEJTE ŠPENDLÍKY NEBO JINÉ KOVOVÉ PROSTŘEDKY K PŘIPEVNĚNÍ TÉTO PODLOŽKY NA MÍSTO.
12. NESEDEJTE NA NEBO NEMAČKEJTE PODLOŽKU - VYHNĚTE SE OSTRÝM ZÁHYBŮM.
13. UMÍSTĚTE PODLOŽKU NA VRCH A NE POD TĚLO. ÚROVEŇ TEPLA SE MŮŽE ZVÝŠIT, KDYŽ JE TEPLA UVĚZNĚNO.
14. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PODLOŽKU S LINIMENTY, MASTMI NEBO BALZÁMY, ZVLÁŠTĚ TY, KTERÉ OBSAHUJÍ SLOŽKY PRODUKUJÍCÍ TEPLA, JELIKOŽ MOHOU VZNIKOUT POPÁLENINY KŮŽE.
15. NIKDY NETÁHŇTE TUTO PODLOŽKU ZA NAPÁJECÍ KABEL.
16. NIKDY NEODPOJUJTE PODLOŽKU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY MOKROU RUKOU.
17. POKUD POUŽÍVÁTE PRODLOUŽENÍ S TOUTO PODLOŽKOU, OZNAČENÉ ELEKTRICKÉ HODNOCENÍ KABELU/PRODLOUŽENÍ MUSÍ BÝT STEJNÉ VELKÉ JAKO ELEKTRICKÉ HODNOCENÍ PODLOŽKY (VIZ ODDÍL ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE).
18. POUŽÍVEJTE TUTO PODLOŽKU POUZE NA 120 VOLTOVÉ AC ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE. ODPOJTE, KDYŽ NENÍ POUŽÍVÁNA.
19. NEPOUŽÍVEJTE KABEL JAKO RUKOJEŤ.
20. PEČLIVĚ PROHLÉDNĚTE VNITŘNÍ VINILOVOU PODLOŽKU PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM. VYHOĎTE VÝROBEK, POKUD VNITŘNÍ VINILOVÁ PODLOŽKA UKAZUJE JAKÉKOLI ZNÁMKY ZHORŠENÍ.
21. NEOHÝBEJTE NEBO NEŠTÍPEJTE KABEL A NEPOUŽÍVEJTE TUTO PODLOŽKU, POKUD MÁ POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKU, POKUD NEFUNKČNÍ, BYLA UPADNUTA NEBO JE POŠKOZENÁ. TATO PODLOŽKA NEMÁ ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. POKUD Z JAKÉHOKOLI DŮVODU TATO PODLOŽKA NEFUNKUJE SPOKOJIVĚ, VIZ ZÁRUKA PRO INFORMACE O SERVISU.
22. NEZASAHUJTE DO TÉTO PODLOŽKY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.
23. VOLNĚ SMOTEJTE KABEL PŘI SKLADOVÁNÍ, PEVNĚ ZABALENÍ MŮŽE POŠKODIT KABEL A VNITŘNÍ ČÁSTI.
24. TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO NEKOMERČNÍ, NEPRŮMYSLOVÉ, OSOBNÍ POUŽITÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK VENKU NEBO PRO JAKÝKOLI JINÝ ÚČEL.

Bezpečnostní zástrčka

Tato vyhřívací podložka má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší než druhý) jako bezpečnostní prvek. Tuto zástrčku lze zasunout do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka do zásuvky zcela nezapadne, otočte ji.

Pokud stále nepasuje, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

NEPOKOUŠEJTE SE TUTO BEZPEČNOSTNÍ FUNKCI OBCHÁZET.

Péče a Údržba

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Ujistěte se, že je konektor podložky odpojen od ovládacího konektoru stisknutím záložek na stranách ovládacího konektoru a současným tahem konektorů od sebe.
3. Podložku ručně umyjte jemným čistícím prostředkem a studenou vodou.
4. Sušte na vzduchu nebo položte podložku naplocho k sušení. Nesušit v sušičce.
5. Ujistěte se, že je produkt před dalším použitím zcela suchý.
6. Pro uložení produktu volně srolujte topnou podložku směrem k úložným popruhům, přetáhněte popruhy přes srolované konce a poté ji po každém použití uložte na chladném, suchém a tmavém místě. Vyhněte se ostrému skládání topné podložky.

Elektrické Specifikace

Napětí	Frekvence	Příkon	Proud
AC220-240V	50Hz	70W	0.7A

Často kladené otázky

Kdy by se měl používat vyhřívací polštářek?

Kdykoli je požadována horká forma dočasné úlevy pro osobní pohodlí.

Jakou teplotu tento produkt dosahuje?

Maximální teplota nepřesahuje limit teploty Underwriters Laboratories 176 °F (80°C), když je nastavena na "Hi". Teplota se liší podle nastavení tepla; možná budete muset použít nižší nastavení tepla v závislosti na konkrétní aplikaci a vaší osobní preferenci.

Jak dlouho trvá zahřátí na každou volbu teploty?

Výběr Teploty	Indikátor	Čas Zahřívání
Nizká	1	6 min
Střední	2	8 min
Vysoká	3	10 min

LIKVIDACE


- 3PAGEN používá opakovaně použitelné nebo recyklované obaly, kdykoli je to možné.
- Prosím, likvidujte veškeré obaly, papír a karton v souladu s recyklačními předpisy vaší místní autority.
- Na konci životnosti produktu se informujte o likvidaci v autorizovaném centru pro recyklaci domácího odpadu ve vaší obci.

Bezpečnostní pokyny:

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí: Mnoho produktů není vhodných pro děti a mělo by být uchováváno mimo jejich dosah.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení, které by mohlo ovlivnit bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním označením na produktu nebo obalu.
- Uchovávejte produkt na bezpečném místě, abyste předešli nehodám.

Návod na používanie

Pri používaní tohto alebo iného elektrického spotrebiča vždy dodržiavajte tieto základné bezpečnostné opatrenia:



NEBEZPEČENSTVO: na zníženie rizika popálenín, úrazu elektrickým prúdom a požiaru musí byť tento výrobok používaný v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

1. PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY.
2. NEPOUŽÍVAJTE POČAS SPÁNKU.
3. NIKDY NENECHÁVAJTE TOTO ZARIADENIE BEZ DOZORU, OBZVLÁŠŤ AK SÚ PRÍTOMNÉ DETI.
4. NEPOUŽÍVAJTE NA DOJČA.
5. NEPOUŽÍVAJTE NA ZVIERA.
6. TÁTO PODLOŽKA NESMIE BYŤ POUŽÍVANÁ NA ALEBO OSOBU INVALIDNOU, SPACOU ALEBO V BEZVEDOMÍ, ALEBO OSOBU S NEDOSTATOČNÝM KRVNÝM OBEHOM, POKIAĽ NIE JE STAROSTLIVO DOZOROVANÁ.
7. TÁTO PODLOŽKA NESMIE BYŤ POUŽÍVANÁ NA OSOBU S DIABETESOM.
8. NEPOUŽÍVAJTE NA OBLASTI NECITLIVEJ POKOŽKY.
9. POPÁLENINY MÔŽU NASTAŤ BEZ OHĽADU NA NASTAVENIE OVLÁDANIA, ČASTO KONTROLUJTE POKOŽKU POD PODLOŽKOU.
10. NEPOUŽÍVAJTE V PROSTREDÍ OBOHATENOM KYSLÍKOM.
11. NEPOUŽÍVAJTE ŠPENDLÍKY ALEBO INÉ KOVOVÉ PROSTRIEDKY NA PRIPEVNENIE TEJTO PODLOŽKY NA MIESTO.
12. NESEDAJTE NA ALEBO NEMAČKAJTE PODLOŽKU - VYHNITE SA OSTRÝM ZÁHYBOM.
13. UMIESTNITE PODLOŽKU NA VRCH A NIE POD Telo. ÚROVEŇ TEPLA SA MÔŽE ZVÝŠIŤ, KEĎ JE TEPLU UVÄZNENÉ.
14. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PODLOŽKU S LINIMENTMI, MASTAMI ALEBO BALZAMAMI, OBZVLÁŠŤ TÝMI, KTORÉ OBSAHUJÚ ZLOŽKY PRODUKUJÚCE TEPLU, KEĎŽE MÔŽU VZNIKNUŤ POPÁLENINY POKOŽKY.
15. NIKDY NEŤAHAJTE TÚTO PODLOŽKU ZA NAPÁJACÍ KÁBEL.
16. NIKDY NEODPOJUJTE PODLOŽKU Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY MOKROU RUKOU.
17. AK POUŽÍVATE PREDLŽOVACÍ KÁBEL S TOUTO PODLOŽKOU, OZNAČENÉ ELEKTRICKÉ HODNOTENIE KÁBLA/PREDLŽOVACIEHO KÁBLA MUSÍ BYŤ ROVNAKÉ AKO ELEKTRICKÉ HODNOTENIE PODLOŽKY (POZRTE SI ČASŤ ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE). POUŽÍVAJTE TÚTO PODLOŽKU IBA NA 120 VOLTOVEJ AC ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE. ODPOJTE, KEĎ NIE JE POUŽÍVANÁ.
18. NEPOUŽÍVAJTE KÁBEL AKO RUKOVÄŤ.
19. STAROSTLIVO SKONTROLUJTE VNÚTORNÚ VINYL OVÚ PODLOŽKU PRED KAŽDÝM POUŽITÍM. VYHOĎTE VÝROBOK, AK VNÚTORNÁ VINYL OVÁ PODLOŽKA UKAZUJE AKÉKOĽVEK ZNÁMKY ZHORŠENIA.
20. NEOHÝBAJTE ALEBO NEŠTÍPAJTE KÁBEL A NEPOUŽÍVAJTE TÚTO PODLOŽKU, AK MÁ POŠKODENÝ NAPÁJACÍ KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKU, AK NEFUNKČNÁ, BOLA PUSTENÁ ALEBO JE POŠKODENÁ. TÁTO PODLOŽKA NEMÁ ŽIADNE ČASŤI OPRÁVITEĽNÉ UŽÍVATEĽOM. AK Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU TÁTO PODLOŽKA NEFUNKUJE SPOKOJIVO, POZRTE SI ZÁRUKU PRE INFORMÁCIE O SERVISI.
21. NEZASAHUJTE DO TEJTO PODLOŽKY AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM.
22. VOĽNE SMOTAJTE KÁBEL PRI SKLADOVANÍ, PEVNÉ ZABALENIE MÔŽE POŠKODIŤ KÁBEL A VNÚTORNÉ ČASŤI.
23. TENTO VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA NEKOMERČNÉ, NEPRIEMYSELNÉ, OSOBNÉ POUŽITIE. NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK VONKU ALEBO NA AKÝKOĽVEK INÝ ÚČEL.

Bezpečnostná zástrčka

Táto vyhrievacia podložka má polarizovanú zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý) ako bezpečnostný prvok. Túto zástrčku je možné zasunúť do polarizovanej zásuvky len jedným spôsobom. Ak zástrčka úplne nezapadne do zásuvky, otočte ju.

Ak stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

NEPOKÚŠAJTE SA TÚTO BEZPEČNOSTNÚ FUNKCIU OBÍŠŤ.

Starostlivosť a Údržba

1. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Uistite sa, že je konektor podložky odpojený od ovládacieho konektora stlačením záložiek na stranách ovládacieho konektora a súčasným ťahom konektorov od seba.
3. Podložku ručne umyte jemným čistiacim prostriedkom a studenou vodou.
4. Sušte na vzduchu alebo položte podložku naplocho na sušenie. Nesúšiť v sušičke.
5. Uistite sa, že je produkt pred ďalším použitím úplne suchý.
6. Na uloženie produktu voľne zrolujte vyhrievaciu podložku smerom k úložným popruhom, prehnite popruhy cez zrolované konce a potom ju po každom použití uložte na chladnom, suchom a tmavom mieste. Vyhňte sa ostrému skladaniu vyhrievacej podložky.

Elektrické Špecifikácie

Napätie	Frekvencia	Prikon	Proud
AC220-240V	50Hz	70W	0.7A

Často kladené otázky

Kedy by sa mal používať vyhrievací vankúš?

Kedykoľvek je požadovaná horúca forma dočasnej úľavy pre osobné pohodlie.

Akú teplotu tento produkt dosahuje?

Maximálna teplota nepresahuje limit teploty Underwriters Laboratories 176 °F (80°C), keď je nastavená na "Hi". Teplota sa líši podľa nastavenia tepla; možno budete musieť použiť nižšie nastavenie tepla v závislosti od konkrétnej aplikácie a vašej osobnej preferencie.

Koľko času trvá zahriať sa na každú voľbu teploty?

Výber Teploty	Indikátor	Čas Zahrievania
Nízka	1	6 min
Stredná	2	8 min
Vysoká	3	10 min

LIKVIDÁCIA

- 3PAGEN používa opakovane použiteľné alebo recyklované obaly, kedykoľvek je to možné.
- Prosím, likvidujte všetky obaly, papier a kartón v súlade s recyklačnými predpismi vašej miestnej authority.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v autorizovanom centre pre recykláciu domáceho odpadu vo vašej obci.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny.
- Používajte produkt iba na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí: Mnoho produktov nie je vhodných pre deti a malo by byť uchovávané mimo ich dosahu.
- Pravidelne kontrolujte produkt na poškodenie alebo opotrebenie, ktoré by mohlo ovplyvniť bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam a bezpečnostným označeniam na produkte alebo obale.
- Uchovávajte produkt na bezpečnom mieste, aby ste predišli nehodám.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

