

Hearing Aid Cleaning Set

Item No: P788 / 713490

Instructions for Use

v001: 19/05/25

Please read and retain these instructions for future reference

ENGLISH INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos

No. 1 Steel pick:

Steel pick to scrape away hard to reach wax and debris.

No. 2 Screw Driver:

Perfect for removing tiny screws to open.

No.3 Brush and wax loop:

Larger and easier to hold. Brush and wax loop to clean away skin.

No. 4 Vent cleaner:

To remove wax and skin debris from hearing amplifier vents.

No.5 Multifunctional cleaning brush:

With wax loop and magnet, more easy to clean your instrument.

No.6 Detailing brush:

Effectively clean the dirt and earwax of the soft plug part of the hearing amplifier.




CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DEUTSCHE ANLEITUNG



ANLEITUNG:

Schritt-für-Schritt-Anleitungen & Fotos

Nr. 1 Stahlplektrum:

Stahlpick, um schwer zugängliches Wachs und Schmutz abzukratzen.

Nr. 2 Schraubenzieher:

Perfekt, um winzige Schrauben zum Öffnen zu entfernen.

Nr. 3 Bürsten- und Wachsschleife:

Größer und leichter zu halten. Pinsel und Wachsschleife verwenden, um die Haut zu reinigen.

Nr. 4 Lüftungsreiniger:

Um Wachs und Hautreste aus den Lüftungsöffnungen des Hörverstärkers zu entfernen.

Nr. 5 Multifunktionale Reinigungsbürste:

Mit Wachsschleife und Magnet ist es einfacher, das Instrument zu reinigen.

Nr. 6 Detaillierbürste:

Reinigen Sie effektiv den Schmutz und Ohrenschmalz des Softplug-Teils des Hörverstärkers.



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNGEN:

- Verwenden Sie KEINE abrasiven Reiniger oder scharfe Utensilien zur Reinigung dieses Produkts.
- Bewahren Sie den Gegenstand an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwenden, wo möglich, recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, genehmigten Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle zur Entsorgung.
- Kunststoffe, Plastiktüten – das wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, genehmigten Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle zur Entsorgung.

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Instructions étape par étape & photos

Médiator acier n°1:

Un pic en acier pour gratter la cire et les débris difficiles d'accès.

Tournevis n°2 :

Parfait pour enlever de petites vis pour les ouvrir.

N°3 Brosse et boucle de cire:

Plus grand et plus facile à tenir. Brosse et cire pour nettoyer la peau.

Nettoyeur de ventilation n°4:

Pour enlever le cérumen et les débris cutanés des événements des amplificateurs auditifs.

Brosse multifonction n°5:

Avec la boucle de cire et l'aimant, c'est plus facile à nettoyer pour ton instrument.

Pinceau de détail n°6:

Nettoyez efficacement la saleté et le cérumen de la partie à fiche souple de l'amplificateur auditif.



ENTRETIEN ET INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ni d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyez avec un chiffon propre et sec.

MISE AU BAU

- Les Cooper de Stortford utilisent des emballages recyclables ou recyclés lorsque cela est possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papiers, cartons conformément à la réglementation de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre local de recyclage des déchets ménagers agréé par la municipalité pour l'élimination.
- Plastiques, sacs de poly – c'est fabriqué à partir du plastique recyclable suivant.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre local de recyclage des déchets ménagers agréé par la municipalité pour l'élimination.

ČESKÉ NÁVODY



NÁVOD K POUŽITÍ:

Návod krok za krokem a fotografie

Č. 1 Steel pick:

Ocelový trsátko, který seškrábe těžko dostupný vosk a nečistoty.

Šroubovák č. 2 :

Perfektní na vyšroubování malých šroubků k otevření.

Č.3 Kartáč a vosková smyčka:

Větší a snáze se drží. Kartáčem a voskem očistím kůži.

Č. 4 Čistič větracích otvorů:

Odstranění vosku a kožních nečistot z ventilačních otvorů zesilovače sluchu.

Č.5 Multifunkční čistící kartáč:

S voskovou smyčkou a magnetem je čištění nástroje jednodušší.

Štětec č. 6 Detailing:

Účinně vyčistíte nečistoty a ušní maz z měkké zátky sluchového zesilovače.



POKYNY K PÉČI A ČIŠTĚNÍ:

- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čističe ani ostré nástroje k čištění tohoto produktu.
- Skladujte předmět na chladném a suchém místě.
- Otřete čistým suchým hadříkem.

LIKVIDACE

- Coopers of Stortford používají recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Prosím, vyhazujte veškeré obaly, papír a kartony v souladu s předpisy o recyklaci vašeho místního úřadu.
- Na konci životnosti produktu si prosím ověřte likvidaci u svého místního úřadu autorizovaného centra pro recyklaci domácího odpadu.
- Plasty, plastové sáčky – toto je vyrobeno z následujícího recyklovatelného plastu.
- Na konci životnosti produktu si prosím ověřte likvidaci u svého místního úřadu autorizovaného centra pro recyklaci domácího odpadu.

SLOVENSKÉ NÁVODY



NÁVOD NA POUŽITIE:

Krok za krokom návod a fotografie

Č. 1 Oceľové trsátko:

Oceľový trsátko na zoškrabanie ťažko dostupného vosku a nečistôt.

Skrutkovač č. 2 :

Perfektne na odskrutkovanie malých skrutiek na otvorenie.

Č.3 Kefka a vosková slučka:

Väčšie a ľahšie na držanie. Kefka a vosková slučka na odstránenie pokožky.

Č. 4 Čistič vetracích otvorov:

Na odstránenie vosku a kožných zvyškov z ventilačných otvorov zosilňovača sluchu.

Č.5 Multifunkčná čistiaca kefa:

S voskovou slučkou a magnetom je čistenie nástroja jednoduchšie.

Štetec na detailovanie č. 6:

Efektívne vyčistíte nečistoty a ušný maz z mäkkej zátky zosilňovača sluchu.



POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré príbory na čistenie tohto produktu.
- Uskladnite predmet na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.

LIKVIDÁCIA

- Coopers of Stortford používajú recyklovateľné alebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Prosím, zlikvidujte všetky obaly, papier a kartóny v súlade s vašimi miestnymi predpismi o recyklácii.
- Na konci životnosti produktu si prosím overte likvidáciu vo vašom miestnom autorizovanom centre na recykláciu domáceho odpadu.
- Plasty, plastové vrecká – toto je vyrobené z nasledujúceho recyklovateľného plasty.
- Na konci životnosti produktu si prosím overte likvidáciu vo vašom miestnom autorizovanom centre na recykláciu domáceho odpadu.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distributor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>



The Enterprise Department Ltd, Trading as – Coopers of Stortford

D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>



DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de